




018

Diagnostik, Narkose
Diagnostics, Anaesthesia
Diagnóstico, Anestesia
Diagnóstica, Anestesia


TROEMMER
018-100-240 24,0 cm / 9 1/2"

DEJERINE
018-110-200 20,0 cm / 8"


mit Nadel
 with needle
 con aguja
 con ago

DEJERINE
018-120-210 21,0 cm / 8 1/4"

TAYLOR

018-130-180 18,0 cm / 7"
018-130-200 20,0 cm / 8"


BERLINER

018-140-170 17,0 cm / 6 3/4"
018-140-200 20,0 cm / 8"



BABINSKI

018-150-220

22,0 cm / 8³/₄"



BABINSKI

018-152-220

22,0 cm / 8³/₄"

mit Nadel
with needle
con aguja
con ago



RABINER

018-160-230

23,0 cm / 9"

mit Nadel und Pinsel
with needle and pencil
con aguja y pincel
con ago e pennello



BUCK

018-170-180

18,0 cm / 7"

mit Nadel und Pinsel
with needle and pencil
con aguja y pincel
con ago e pennello



BUCK

018-172-180

18,0 cm / 7"

Teleskopgriff
telescope handle
mango telescópico
manico telescopico

mit Nadel und Pinsel
with needle and pencil
con aguja y pincel
con ago e pennello



Algesimeter
Pinwheel
Rueda de espigas
Algesimetro

WARTENBERG

018-200-190 19,0 cm / 7 1/2"



Holz
Wooden
Madera
Legno

PINARD

018-210-180 18,0 cm / 7"



Aluminium
Aluminium
Aluminio
Alluminio

PINARD

018-220-150 15,0 cm / 6"




FRIMED VIGORIMETER

018-280-000

018-280-003

Ersatz-Gummibälle
Spare Rubber Balls
Peras de goma
Palloni di ricambio

Satz mit 3 Größen
Set with 3 sizes
Juego con 3 tamaños
Set in 3 misure



CAROLL
018-300-140 14,0 cm / 5 1/2"



MOELTGEN
018-310-000 23,0 cm / 9"



BERTILLON
018-320-000 32,0 cm / 12 1/3"

mit KG-Einteilung für Erwachsene
with kilogram scale for adults
con graduacion en kgs para adultos
con graduazione in kg per adulti

mit lbs-Einteilung für Erwachsene
with lbs scale for adults
con graduacion en lbs para adultos
con graduazione in lbs per adulti



COLLIN
018-330-110 11,0 cm / 4 3/8"



COLLIN
018-331-110 11,0 cm / 4 3/8"



018-380-150 150 mm
018-380-200 200 mm
018-380-300 300 mm
018-380-500 500 mm



OTOSKOP BESTECK

018-400-000

Otoskopbesteck komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Griff Typ C für 2 Batterien oder 1 Accu (ohne Batterien/Accu)
- 1 Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
- je 1 wiederverwendbarer Ohrtrichter ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm, schwarz
- je 3 Einwegohrtrichter ø 2,0 mm und 4,0 mm, blau
- 1 Operationslinse, 4-fach vergrößernd
- 1 Ersatzbirnchen, Halogen 2,5 V

- Otoskopkopf aus robustem Kunststoff
- Fiberoptik für optimale Bündelung und Leitung des Lichts
- Nach beiden Seiten schwenkbare Glasoptik mit 3-fach Vergrößerung
- Operationslinse mit 4-fach Vergrößerung und Miniaturoptik aus Glas für erleichterte Instrumentenführung
- Mit einfach zu bedienender Spekula-Abwurfvorrichtung
- Mit Trichteraufnahme für Spekula und vergrößerter Durchgangsöffnung für Instrumente
- Geeignet zur Durchführung pneumatischer Tests (Lieferung ohne Ball)

Juego para Otoscopia completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas tipo C (sin pilas)
- 1 cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 de c. u. espéculos auriculares reutilizables ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm, negros
- 3 de c. u. espéculos auriculares desechables ø 2,0 mm y 4,0 mm, azules
- 1 lente para operaciones, aumento 4 x
- 1 bombilla de repuesto, halógena 2,5 V

- Cabeza de otoscopio de plástico robusto
- Fibra óptica para una focalización y conducción óptima de la luz
- Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados
- Lupa quirúrgica de 4 aumentos, con óptica miniaturizada para facilitar la inserción de los instrumentos
- Con expulsión de espéculos de uso fácil
- Con acogimiento para espéculos y mayor abertura de acceso para instrumentos
- Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera)

Otoscope Set complete in case consisting of:

- 1 battery handle type C (without batteries)
- 1 otoscope head with halogen bulb 2,5 V
- 1 each reusable ear specula ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4, mm and 5,0 mm black
- 3 each disposable ear specula ø 2,0 mm and 4,0 mm, blue
- 1 magnifying lens for operations 4 x
- 1 spare bulb, halogen, 2,5 V

- Otoscope head made of robust plastic material
- Fiberoptics for optimal beaming and transmission of the light
- Bi-directional swivelling optical glass with 3-fold magnification
- Operation lens with 4-fold magnification and glass mini optic ease the insertion of instruments
- Easy-to-operate specula ejection device
- Fitting for specula and enlarged conduit for instruments
- Suitable for pneumatic tests (supplied without ball)

Set per Otoscopia completo in astuccio composto de:

- 1 manico per pila tipo C (senza pila)
- 1 testa di otoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 ognuno specolo auricolare riutilizzabile ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm e 5,0 mm, nero
- 3 ognuno specoli auricolari monouso ø 2,0 mm e 4,0 mm azzurro
- 1 lente per operazione ingrandimento 4 x
- 1 lampadina di ricambio, alogena 2,5V

- Testa di otoscopio di materia plastica robusta
- Fibra ottica per raggiante e conduzione ottimale della luce
- Ottica di vetro da 3 ingrandimento, in due lati orientabile
- Lente per operazione da 4 ingrandimento, con ottica di vetro minimizza per facilitare la introduzione delle strumenti
- Con espulsione degli specoli da uso facile
- Con accoglienza per specoli è ingrandiva apertura del accesso per strumenti
- Appropriato per realizzare test pneumatico (consegna senza pallone)



OPHTHALMOSKOP-BESTECK

018-410-000

Ophthalmoskopbesteck komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Griff Typ C für 2 Batterien oder 1 Accu (ohne Batterien/Accu)
- 1 Ophthalmoskop mit Halogenbirne 2,5 V
- 1 Lupe, 5-fach vergrößernd
- 1 Ersatzbirnchen, Halogen, 2,5 V

- Ophthalmoskopkopf aus robustem Kunststoff
- Dioptrienscheibe mit 29 Korrekturlinsen
Plus 1-10, 12, 15, 20, 40
Minus 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Mit leicht bedienbarem Blendenstellrad mit Halbmond, kleiner/mittlerer/großer Kreisblende, Fixierstern und Schlitz
- Inklusive zu allen Blenden zuschaltbares Filterrad mit Symbolanzeige, Rotfreifilter, Blaufilter und Polarisationsfilter
- Optimierte Hochleistungsoptik mit asphärischer Kondensorlinse
- Paralleler Strahlengang
- Staubgeschützt

Juego para oftalmología completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas tipo C (sin pilas)
- 1 oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 lupa, aumento 5x
- 1 bombilla de repuesto, halógeno 2,5 V

- cabeza de oftalmoscopio de plástico robusto
- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras
D+ 1-10, 12, 15, 20, 40
D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con ruedecilla de diafragma de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación y rendija
- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica
- Trayectoria paralela del haz
- Protección contra el polvo

Ophthalmoscope Set complete in case consisting of:

- 1 battery handle Type C (without batteries)
- 1 ophthalmoscope with halogen bulb 2,5 V
- 1 magnifying lens, 5x
- 1 spare bulb, halogen 2,5 V

- ophthalmoscope head made of robust plastic material
- Diopter wheel with 29 corrective lenses
Plus 1-10, 12, 15, 20, 40
Minus 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Easy-to-operate aperture hand-wheel with semi-circle, small/medium/large circle, fixation star and slit
- Includes filter wheel engageable for all apertures with symbol display, red-free filter, blue filter and polarization filter
- Optimized high-performance optics with aspherical condenser lens
- Parallel beam path
- Dust-proof

Set per oftalmologia completo in astuccio composto da:

- 1 manico per pila tipo C (senza pila)
- 1 oftalmoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 lente, ingrandimento 5x
- 1 lampadina di ricambio, alogena 2,5 V

- testa di oftalmoscopio di materia plastica robusta
- Carrucola da lente con 29 lenti correttive
D+ 1-10, 12, 15, 20, 40
D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con carrucola da diaframma e semicerchio da uso facile, diaframma circolare piccolo/medio/largo stella per fissare e fessura
- Include carrucola da filtri appropriato a tutti diaframma con indicatore da simboli, filtri azzurro, di polarizzazione e libero da rosso
- Ottica di alto rendimento con lente condensadora asferica
- Percorso di raggio parallelo
- Protezione contra il polvere



KOMBINATIONS-BESTECK

018-430-000

Diagnostikbesteck kombiniert, komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Griff Typ C f r 2 Batterien oder 1 Accu (ohne Batterien/Accu)
- 1 Ophthalmoskop mit Halogenbirne 2,5 V
- 1 Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
- je 1 wiederverwendbarer Ohrtrichter   2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm, schwarz
- je 3 Einwegohrtrichter   2,0 mm und 4,0 mm, blau
- 1 Operationslinse, 4-fach vergr  ernd
- 2 Ersatzbirnchen, Halogen 2,5 V

Juego Diagn stico, combinado, completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas tipo C (sin pilas)
- 1 oftalmoscopio con bombilla de hal geno 2,5 V
- 1 cabeza de otoscopio con bombilla de hal geno 2,5 V
- 1 de c. u. esp culos auriculares reutilizables   2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm, negros
- 3 de c. u. esp culos auriculares desechables   2,0 mm y 4,0 mm, azules
- 1 lente para operaciones, aumento 4 x
- 2 bombillas de repuesto, hal geno 2,5 V

Diagnostic Set, combined, complete in case consisting of:

- 1 battery handly (without batteries)
- 1 ophtalmoscope with halogen bulb 2,5 V
- 1 otoscope head with halogen bulb 2,5 V
- 1 each reusable ear specula   2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm and 5,0 mm, black
- 3 each disposable ear specula   2,0 mm and 4,0 mm, blue
- 1 magnifying lens for operations, 4 x
- 2 spare bulb, halogen 2,5 V

Set per diagnostica, combinato, completo in astuccio composto da:

- 1 manico per pila tipo C (senza pila)
- 1 oftalmoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 testa di otoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 ognuno specoli auricolari riutilizzabili   2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm   5,0 mm, nero
- 3 ognuno specoli auricolari   2,0 mm   4,0 mm, azzurro
- 1 lente per operazione, ingrandimento 4 x
- 2 lampadina di ricambio, alogena 2,5 V




Packung á 100 St.
Package of 100 pcs.
Paquete de 100 piezas
Confezione da 100 pezzi



Packung á 10 St.
Package of 10 pcs.
Paquete de 10 piezas
Confezione da 10 pezzi

	für/for/para/per	
018-440-020	Ø 2,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-440-030	Ø 3,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-440-040	Ø 4,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-440-050	Ø 5,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-440-090	Ø 9,0 mm	Nase/nose/nariz/naso
blau	zum Einmalgebrauch	
blue	disposable	
azul	desechable	
azzurro	monouso	

	für/for/para/per	
018-441-020	Ø 2,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-441-030	Ø 3,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-441-040	Ø 4,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-441-050	Ø 5,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia
018-441-090	Ø 9,0 mm	Nase/nose/nariz/naso
schwarz	wiederverwendbar	
black	reusable	
negro	reutilizable	
nero	riutilizzabile	



018-442-001
Batteriehandgriff
Battery Handle
Mango de batería
Manico per pile



Packung á 6 St.
Package of 6 pcs.
Paquete de 6 piezas
Confezione da 6 pezzi

018-443-001 2,5 V

Ersatzbirnchen, Halogen für Otoskop
Spare bulb, halogen for otoscope
Bombilla de repuesto, halógeno para otoscopio
Lampadina di ricambio, alogeno per otoscopio



Packung á 6 St.
Package of 6 pcs.
Paquete de 6 piezas
Confezione da 6 pezzi

018-444-001 2,5 V

Ersatzbirnchen, Halogen für Ophthalmoskop
Spare bulb, halogen for ophthalmoscope
Bombilla de repuesto, halógeno para oftalmoscopio
Lampadina di ricambio, alogeno per oftalmoscopio



018-442-010
Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
Otoscope head with halogen bulb 2,5 V
Cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
Testa di otoscopio con lampadina alogena 2,5 V



018-442-020
Ophthalmoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
Ophthalmoscope head with halogen bulb 2,5 V
Cabeza de oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
Testa di oftalmoscopio con lampadina alogena 2,5 V



018

Katheter-Einführungszangen
Catheter Introducing Forceps
Pinzas para introducir catéteres
Pinze introduttrici di cateteri



018-601-150



018-601-170



018-601-200



018-601-250

MAGILL

018-601-150	15,0 cm / 6"
018-601-170	17,0 cm / 6 ³ / ₄ "
018-601-200	20,0 cm / 8"
018-601-250	25,0cm / 9 ³ / ₄ "

